

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на оказание услуг по ремонту дозиметрической аппаратуры  
(приложение к заявке ~~ОЗ~~ № 08/14-08)

**№ РБ-14-362 ТЗ**

В процессе проведения работ необходимо выполнить дефектацию, ремонт и внеочередную поверку (калибровку) оборудования, приведённого в таблице.

| Наименование прибора                                          | Тип прибора | Зав.№ прибора                                                                                                                       | Неисправность                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Блок обработки информации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М | БОИ         | 11328                                                                                                                               | При нажатии кнопки «ПУСК» блок не включается                        |
| 2. Блок детектирования                                        | БДКГ-03     | 11332                                                                                                                               | Занижает показания мощности дозы более чем на 50%                   |
| 3. Блок детектирования                                        | БДКГ-05     | 12908                                                                                                                               | При включении на БОИ выводится сообщение Err94                      |
| 4. Блок детектирования                                        | БДПБ-01     | 11327                                                                                                                               | Занижает измерение плотности потока бета-излучения более чем на 30% |
| 5. Блок детектирования                                        | БДПБ-01     | 11329                                                                                                                               | Не определяется тип датчика                                         |
| 6. Блок детектирования                                        | БДПБ-01     | 11330                                                                                                                               | Завышает измерение плотности потока бета-излучения более чем на 50% |
| 7. Блок детектирования                                        | БДПБ-01     | 11332                                                                                                                               | Нет измерений плотности потока бета-излучения                       |
| 8. Дозиметр                                                   | ДКС-АТ1121  | 40226                                                                                                                               | Через 30÷40 секунд выводится сообщение Err00                        |
| 9. Дозиметр индивидуальный                                    | ДКГ-АТ2503А | 22922, 25131, 22844, 22853, 23134, 22780, 22860, 23120, 23155, 22918, 22891, 22919, 23118, 22854, 25085, 22839, 22900, 22795, 22856 | Завышают измерения мощности дозы                                    |

| Наименование прибора        | Тип прибора | Зав.№ прибора                                   | Неисправность                                                 |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10. Дозиметр индивидуальный | ДКГ-АТ2503А | 25171, 23110, 22857, 22868, 22850, 22831, 21574 | Занижают измерения мощности дозы                              |
| 11. Дозиметр индивидуальный | ДКГ-АТ2503А | 22890                                           | Неисправен ЖКИ                                                |
| 12. Дозиметр индивидуальный | ДКГ-АТ2503А | 22851, 23131, 25186                             | Завышают значение накопленной дозы                            |
| 13. Дозиметр индивидуальный | ДКГ-АТ2503А | 23135                                           | При выключенном дозиметре происходит разряд комплекта батарей |

По окончании работ в адрес Заказчика предоставляются:

- Акт о выполнении работ;
- Свидетельства о поверке (сертификаты калибровки) на каждое средство измерения.

Начальник ОРБ

 В.Г. Ильин

«27» 11 2014 г.