

Обоснование невозможности закупки фотопластинок других марок (товарных знаков).

Закупаемые фотопластины марки Q-Plate производства Iford являются расходными материалами к находящемуся в эксплуатации искровому масс-спектрометру с двойной фокусировкой JMS-01-VM2 и используются для регистрации масс-спектров при определении примесного состава чистых и высокочистых неорганических веществ, в том числе наноматериалов.

Существующие методы (методики) анализа, входящие в область аккредитации Испытательного аналитико-сертификационного центра ОАО «Гиредмет» (Отделения качества и аналитики), аттестованы с учетом использования для масс-спектрометра с двойной фокусировкой JMS-01-VM2 фотопластин марки Q-Plate производства Iford для регистрации ионов с энергиями 15-30кэВ.

Таким образом, использование фотопластин других марок (товарных знаков) невозможно, ввиду несовместимости с указанным масс-спектрометром.

Руководитель отделения
качества и аналитики



В.Б. Барановская